

Usando su respirador pieza facial filtrante de tres paneles.

1. Prepararse para usar el respirador



Remueva el respirador del envoltorio y sosténgalo con las tiras hacia arriba. Coloque la tira inferior debajo de la aleta central cerca del aviso de "Advertencia."



Abra bien ambos paneles doblando la pieza nasal con el pulgar en la parte central de la espuma. Las tiras deben separarse cuando los paneles son abiertos. Asegúrese de que el panel inferior no esté doblado y que esté bien abierto.



2. Coloque el respirador en la cara



Coloque el respirador sobre su cara para que la espuma descansa sobre la nariz y el panel inferior esté abierto debajo de la barbilla. Sujete el panel inferior firmemente debajo de la barbilla.



Lleve la tira superior sobre su cabeza y colóquela en la parte superior, lo más alto posible.



Después lleve la tira inferior por sobre su cabeza y posicónela alrededor del cuello por debajo de sus orejas. Ajuste el respirador para que resulte confortable empujando el panel superior alrededor del puente de su nariz y posicionando el panel inferior debajo de su barbilla.

3. Ajuste el revólver metálico



Coloque las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la nariz y usando dos dedos molde la pieza nasal alrededor de la nariz para lograr un sello seguro.

4. Revise el respirador para ver la conexión



Para respiradores sin válvula
Coloque una o ambas manos sobre el panel del medio. Inhale y exhale con fuerza. Si el aire se escapa alrededor de su nariz, reajuste la pieza nasal repitiendo el paso 6. Si el aire se escapa por los bordes del respirador, reposicónelo ajustando los paneles y las tiras. Si no consigue un ajuste apropiado no entre al área contaminada. Vea a su supervisor.



Para respiradores con válvula
Coloque una o ambas manos sobre el panel del medio e inhale con fuerza. Si el aire se escapa alrededor de su nariz, reajuste la pieza nasal repitiendo el paso 6. Si el aire se escapa por los bordes del respirador, ajuste los paneles y las tiras. Si no consigue un ajuste apropiado no entre al área contaminada. Vea a su supervisor.

WARNING

Este respirador ayuda a proteger contra ciertas partículas. El mal uso puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte. Para su uso adecuado consulte a su supervisor, lea las Instrucciones o llame a 3M en EUA al 1-800-247-3941. En Canadá llame al Servicio Técnico al 1-800-267-4414. En México llame al 01-800-712-0646. O contacte a 3M en su país.